

ApoTie har flere fordele

- ApoTie er pakket i æske, beskyttet for omgivelserne
- Hver enkelt ApoTie kan tages ud, uden at komme i kontakt med de andre stasebånd i æsken.
- Sikrer en høj hygiejnisk standard ved blodprøvetagning
- Enkel og nem at anvende
- Ved behov for længere stasebånd kan to ApoTie let sammenklæbes



Produktinformation

- CE mærket
- Latexfri
- Engangsprodukt
- 60 cm tourniquet
- 200 stk. pr. æske

Studier

- *"The safe insertion of peripheral intravenous catheters: a mixed methods descriptive study of the availability of the equipment needed"*

Antimicrobial Resistance and Infection Control, 20 April 2012

- *"Potential risk of cross-infection during peripheral-venous access by contamination of tourniquets"*

M Golder, FRCSa, CLH Chan, FRCSa,

Dr S O'Shea, PhD, K Corbett, BSc,

IL Chrystie, PhD, Prof G French, FRCPathb, Lancet 2000

Nosokomielle infektioner: Hospitalserhvervede infektioner

Enhver patient har risiko for at erhverve sig en Nosokomial infektion, en infektion, som kan opstå på baggrund af behandling og pleje på hospital.

Anvend ApoTie og nedsæt risikoen for infektioner.



Vare nr.	Varenavn	Stk pr. æske
021710	ApoTie	200
021715	Trådkurv	1

For yderligere information, kontakt:

Tel: +45 32 97 15 25 | www.apodan.dk | info@apodan.dk



0120



ApoTie®

Engangs-stasebånd



Hygiejnisk ◦ Enkel ◦ Sikker



Begræns kontaminering...

ApoTie

ApoTie er et nyt og innovativt produkt, hvor hygiejne og komfort er i fokus.

Et engangsprodukt der er let at anvende og sikker at bruge - en hygiejnisk løsning.

Procedure-faktorer

Ved blodprøvetagning og placering af venøse katetre er de traditionelle flergangsstaseslanger det eneste element, der anvendes igen og igen. Dette ses desværre også med engangsstaseslanger i gummi og latex.

Med ApoTie er du garanteret et engangsprodukt, som afbryder smitteveje, da det ikke indbyder til genanvendelse.

Det giver mening

Optimal hygiejne hos syge behandlingskrævende patienter kan vise sig at være af livsvigtig betydning!

Med ApoTie nedsættes risikoen for bakteriespredning fra patient til patient i forbindelse med blodprøvetagning.



Enkel og sikker at bruge

- Hygiejnisk anvendelse
- Enkel påførsel
- Sikker bortskaffelse


...bevar et sundt patientmiljø




ApoTie - et hygiejnisk stasebånd

Ved blodprøvetagning og placering af venøsekatetre er der altid en risiko for infektion, og de genanvendelige stasebånd kan være kontamineret med blod og sygdomsfremkaldende bakterier.


Med ApoTie afbrydes smitteveje og I er garanteret et engangs-produkt med patient-sikkerhed og hygiejne i fokus.




1. Fjern den rødmarkerede dæksfolie fra klæbefladen.




2. Før venstre hånd bag om patientens arm ...




3. ... viderefør rundt under højre hånd.



4. Stram med begge hænder og placér øverste del af ApoTie over klæbefladen.



5. ApoTie er nu staset korrekt.



6. Afmonter ApoTie med en enkelt bevægelse.

ApoTie er et engangs-stasebånd - en hygiejnisk løsning til bl.a. blodprøvetagning

- Reducerer risikoen for krydskontaminering
- Høj kvalitet
- Nem at påføre
- Patientkomfort i top
- Høj hygiejnisk standard
- Innovativt design
- Handy trådkurv kan medfølge

