

Beskyttende Isoleringspose til Lectro Derm varmempude

Den beskyttende og isolerende poser er specielt designet til at sikre en mere sikker anvendelse af vores Lectro Derm varmempuder.

Formålet med den beskyttende pose er at undgå, at patienten skal ”brænde” sig ved brugen af varmempuden. Dette gælder primært børn og ældre, og/eller patienter der ikke selv er i stand til at vurdere varmen fra puden.



Materiale: Polyethylen

Varenr	Passer til:	Mål	Antal pr. æske	Antal pr. karton
Viro 006	04-007 Kapillærblodprøvetagningspude	6 x 9 cm	50 stk.	10 æsker (500 stk.)
Viro 001	04-006 Blodprøvetagningspude	10,5 x 15 cm	50 stk.	10 æsker (500 stk.)
Viro 004	04-003 Varmepude (stor)	20 x 30 cm	50 stk.	8 æsker (400 stk.)

For yderligere information på dansk kontaktes:

ApodanNordic A/S
Tlf.: 32 97 15 25
Mail: info@apodan.dk
Web: www.apodan.dk

Fremstillet af: Handelshuset Viroderm AB, Fabriksvägen 5, 171 48 SOLNA

2014_10